

Klar til enhver måleopgave: testo 191 HACCP datalogger - anvendelsesmuligheder.



Temperaturmåling i en dåse:
testo 191-T1 + holder

Mulig anvendelse



Temperaturmåling direkte i
fødevarer:
testo 191-T1

Mulig anvendelse



Temperaturmåling i en dåse/
flaske med loggeren monteret
eksternt:
testo 191-T2 + dåse- og
flaskeholder

Mulig anvendelse



Måling af omgivende
temperatur:
testo 191-T1 + klemme og
kabelbinder (kabelbinder er
ikke inkluderet i leveringen)

Mulig anvendelse



Temperaturmåling i særligt
dybe dåser/flasker:
testo 191-T3 + dåse- og
flaskeholder



Temperatur- og trykmåling
ved sterilisation i autoklaver:
testo 191-T1 + testo 191-P1



Afhængig af applikation, kan
størrelsen af loggerne varieres
ved hjælp af det fleksible
batteri-koncept.



Temperaturmåling i
frysetøringsprocesser:
testo 191-T3/-T4 + holder til
frysetøringsføler